

C.M.I.D.F		NYMPHE TAG	
		Période d'activité :	Hameçon : B200 Kamasan de 12 à 16
			Fil de montage : Noir 8/0
			Lestage : Fil de plomb 4/0
			Bille :
			Queue :
			Cerques : Herls de queue de faisan
			Antennes :
CATEGORIE		Monteur :	Corps : Herls de queue de faisan
Nymphe	X	Jean Louis BERNARD	Thorax : Dubbing poils de Lapin Gris Foncé.
Sèche		Particularités du montage : <i>Le petit Tag Fluo sur le dos qui est censé représenter l'aile naissante, donne un petit plus pour la prise de cette nymphe.</i>	Abdomen :
Spent			Sac alaire : Herls de queue de faisan
Noyée			Cerclage du Corps :
Terrestre			Pattes :
Streamer			Ailes :
			Collerette :
			Tête :
		Autre : Tag : Polypropylène (Naissance d'ailes)	
		Mode de pêche : $\frac{3}{4}$ Amont, nymphe au fil, à vue ou derrière le yoyo par exemple.	

1) - Démarrez à un millimètre de l'œillet avec le fil de montage et amenez-le à la courbure de l'hameçon.

2) - A la courbure de la hampe, fixez les cerques en Herls de queue de faisan. Ensuite, faites le corps en Herls de plume de faisan sur les 2/3 de la hampe.

3) - Posez sur le dos, un petit Tag de polypropylène fluo. Posez et laissez en attente quelques herls de faisan pour former la boîte à ailes.

4) - Lester la nymphe avec le fil de plomb sur le thorax de 3 à 5 tours que vous recouvrez avec un dubbing de lapin.

5) - Rabattre ensuite les herls de faisan pour former la boîte à ailes. Formez la tête et le nœud final puis vernir celle-ci.

Photo



Autre(s) renseignement(s) :
 Le Tag de polypropylène fluo peut être de couleur : jaune, orange, rouge, olive.....etc.....